

DERMIEL® PAD

PRODUCT

Dermiel® pad
10x10 cm vochtige wondbedekker

PRODUCTBESCHRIJVING

Dermiel® pads zijn steriele wondbedekkers. Dermiel® pads bestaan uit een absorptielaag van natuurlijke viscose die is gecoat met een laagje niet-verklevende polyethyleen. De binnenste laag is geïmpregneerd met een geringe hoeveelheid vloeistof op basis van honing en glycerol, waardoor Dermiel® pads licht vochtig zijn. Dermiel® pads bevatten zuivere honing die onder gecontroleerde omstandigheden wordt geproduceerd. Dit gecontroleerde productieproces garandeert dat Dermiel® pads geen residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten en een reproduceerbare kwaliteit hebben. De honing in Dermiel® pads heeft een hoog gehalte aan honingenzymen, o.a. glucose oxidase. De coating is doorlatend, zodat wondvocht kan worden geabsorbeerd door de viscose binnenlaag. De coating zorgt ervoor dat verkleving met de wond niet plaatsvindt.

WIJZE VAN TOEPASSING

1. Indien nodig de wond op de gebruikelijke manier reinigen.
2. Open de verpakking door deze bij de inkeping open te trekken.
3. Neem het gaasje uit de verpakking en spreidt het uit over de wond.
4. Het gaasje op de gebruikelijke manier fixeren, bijvoorbeeld met zelfklevend poreus tape of verbandgaas.
5. Na één tot maximaal 2 dagen het gaasje voorzichtig verwijderen en vervangen door een nieuwe Dermiel® pad.

INDICATIE

Dermiel® pads zijn geschikt voor de afdekking van oppervlakkige wonden.

CONTRA-INDICATIES

1. Niet toepassen in geval van overgevoeligheid voor honing.
2. In geval van onverwachte (niet-vermelde) bijverschijnselen na de toepassing van Dermiel® pads, gaarne contact opnemen met de behandelaar en de fabrikant.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
- Niet gebruiken indien de verpakking niet goed gesloten is.
- Een wond maximaal 30 dagen ononderbroken met dit product behandelen.
- Een gebruikte dressing niet hergebruiken.
- Een geopende verpakking niet hersteriliseren.

BEWAARCONDITIES

Bewaren tussen 10 en 30°C.

DERMIEL® PAD

PRODUCT

Dermiel® Pad

Moist wound dressing, 10x10 cm

PRODUCT DESCRIPTION

Dermiel® Pad is a sterile wound dressing consisting of an absorptive layer of natural viscose which has been coated with a layer of non-adherent polyethylene. The innermost layer is impregnated with a small amount of liquid, based on honey and glycerol, as a result of which Dermiel® Pad is slightly moist. Dermiel® Pad contains pure honey that has been produced under controlled conditions. This controlled production process guarantees that Dermiel® Pad contains no residues of pesticides and is always of the same reproducible high quality.

The honey used in Dermiel® Pad is rich in honey enzymes, including glucose oxidase.

The coating is permeable, so that wound exudate can be absorbed by the inner layer of viscose.

The coating ensures there is no adherence of the dressing to the wound bed.

HOW TO APPLY

1. Clean the wound, if necessary, in the usual way
2. To open the packaging, tear at the notch in the sealed edge.
3. Remove the gauze from the packaging and apply it evenly over the wound.
4. Affix the gauze in the usual way, using self-adhesive porous tape or a gauze dressing for example.
5. Remove the dressing carefully after one to two days (maximum), and replace it with a new Dermiel® Pad dressing.

INDICATION

Dermiel® Pad is suitable for covering superficial wounds.

CONTRAINDICATIONS

1. Do not use in the event of hypersensitivity to honey.
2. If any unexpected (or unrecorded) side-effects occur after use of Dermiel® Pad, please contact both the person providing treatment and the manufacturer.

PRECAUTIONS

- Do not use if the packaging is damaged.
- Do not use if the packaging is not properly sealed.
- Do not treat a wound with the product for more than 30 consecutive days.
- Do not re-use a used dressing.
- Do not re-sterilise an opened package.

STORAGE CONDITIONS

Store between 10 and 30°C.